

MODIFICA TIPO PROVETTA VACUTAINER per NT-pro BNP – PSA tot./lib. – Digossina - Ferro




Bellinzona, 23.07.2018

Cari Colleghi,

Il Dipartimento di medicina di laboratorio desidera comunicarvi che in seguito al cambio della strumentazione con cui esegue le analisi di ematochimica, per i parametri **NT-pro BNP – PSA tot./lib. – Digossina – Ferro** è cambiato il tipo di provetta da prelevare.

Da subito **non è più necessario** prelevare una provetta in più (tappo viola o marrone/arancio) per queste analisi perché **è possibile eseguirle sulla provetta Li-eparina tappo verde** su cui vengono eseguite le altre analisi di chimica.

Schema riassuntivo

Analisi	Vecchia provetta	Provetta da prelevare
NT-pro BNP (BNP non più eseguito)		
PSA totale		
PSA libero		
Digossina		
Ferro		

Nei prossimi mesi i formulari di richiesta EOLAB verranno modificati. Fino alla pubblicazione vi chiediamo la cortesia di prendere nota di questa comunicazione.

Cordiali saluti

Barbara Guggiari
Responsabile Qualità EOLAB

Roberto Della Bruna
Caposervizio Chimica clinica