

Incollare qui l'etichetta del paziente!

Data e ora del prelievo:

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Giorno 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Ora 10 20 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Minuti 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Segnare
le caselle
solo con
la matita

SERVIZIO DI MICROBIOLOGIA EOLAB

Via Mirasole 22A - 6500 BELLINZONA

Centralino, Tel 091 811 17 11

<https://microbiologia.eoc.ch>

213 - MICOBATTERIOLOGIA

MICOBATTERIOLOGIA

Osservazioni / Informazioni cliniche

Avisare il laboratorio, 091 811 17 45
per Analisi urgente e T-spot

Caso conosciuto MTBC

Caso conosciuto MOTT

Caso sospetto MTBC

Caso sospetto MOTT

Caso sospetto Ceppo Resistente

Screening contatto

Altro _____

COLTURA

BIOLOGIA MOLECOLARE

SIEROLOGIA

Microscopia e coltura

PCR Micobatteri MTB
Complesso tuberculare

PCR Micobatteri atipici MOTT

Resistenza molecolare
(se microscopia/coltura positiva)

Quantiferon
(Test interferone Gamma)

T Spot
(Test interferone Gamma)

TBC

PCRTb

PCRmot

rpoB/inh A

quanti

tspot

Espettorato I ¹ _____ espT

Espettorato II ¹ _____ espT

Espettorato III ¹ _____ espT

Espettorato indotto ¹ _____ esiT

Aspirato bronchiale ¹ _____ asbT

Lavaggio bronchiale ¹ _____ labT

Sangue Eparina _____ saEP

Sangue T-Spot ² _____ saEP

Sangue Quantiferon ³ _____ sanT

Puntato ¹ _____ ptoT

Midollo Eparina _____ midT

Biopsia ¹ _____ bioT

Liquor ¹ _____ lcrT

Succo gastrico ⁴ _____ sugT

Urina ⁵ _____ uriT

Striscio _____ strT

Feci native ¹ _____ fecT

Altro ⁶ _____ altT

Preanalitica (<https://microbiologia.eoc.ch>)

- In flacone sterile da 15-20 ml
- 3 Vacutainer Lito-Eparina (senza gel) da 6 ml
- 4 provette Quantiferon: 1 ml sangue.
Queste provette sono da richiedere in laboratorio

- Solo per bambini con meno di 12 anni.
Le provette con il tampone sono da richiedere al laboratorio
- Urina in flacone sterile 30-50 ml (di preferenza del mattino)
- Descrivere nella casella osservazioni

Timbro reparto/medico

Tel. per risultato _____ Copia a:

Medico: (firma) _____

Formulario per ordinazione materiale di prelievo (per medici privati)